

Data wykonania: 22.10.2025
Kontakt: info@bott.pl



wersja 1

Panel do wpisania kodu TRACES



wersja 2

Kod TRACES



ZASTOSOWANIE I CECHY

Cechy: bezpieczna plomba jednorazowa, strunowa składająca się z:

- 1) flagi przystosowane do nadruku kodu TRACES oraz indywidualnej, sekwencyjnej numeracji.
- 2) komory o charakterystycznym kształcie prostokąta, z wkładką stalową i otworem do przecięgnięcia wąsa,
- 3) wąsa o średnicy 2,2 mm

Materiał: flaga i wąs z PP

Siła zrywania: > 180 N co odpowiada ok. 18 kG (max. 200 N czyli ok. 20 kG), odpowiednik klasy „Indicative” z ISO 17712

WYMIARY



KOLORY



* inne kolory na zapytanie

MAGAZYNOWANIE

W magazynach o temperaturze +5 do +22°C,
wilgotności 50%, nie dłużej niż 12 miesięcy



<https://plomby.net/produkty/plomby-i-znaki-weterynaryjne-znaki-do-tusz/plomba-weterynaryjna-sibo-traces/>

PAKOWANIE



10 szt. w blistrze



1 000 szt. w kartonie



5 kg

wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm



60 000 szt. na europalecie



320 kg

wym. palety 120 x 80 x 190 cm